

口腔诊室消毒、器械与防护规范巡检表						
门店/诊所：_____		巡检人：_____	受检班次：_____	巡检日期：_____年____月____日		
序号	巡检项目	检查标准	达标 (2分)	部分达标 (1分)	未达标 (0分)	问题 说明
1	器械回收	使用后器械放入加盖回收容器，未在诊室、走廊敞开暂存				
2	保湿预处理	带血污、粘接材料器械有保湿处理，未干涸结痂				
3	清洗操作	关节器械打开、管腔器械疏通，超声清洗盖盖运行				
4	酶洗液配制	多酶清洗液按说明比例配制、一用一换				
5	清洗质量	关节、齿牙、管腔目测无血渍、水垢、锈斑、污物，必要时用带光源放大镜检查				
6	器械干燥	清洗消毒后彻底干燥，无水渍再包装				
7	手机处理	牙科手机按厂家说明清洗、保养，一人一用一灭菌				
8	包装封口	包装完整、封口牢固无虚封，松紧适度				
9	灭菌标识	每包注明物品名称、灭菌与失效日期、锅号、操作者				
10	化学指示物	包内化学指示卡、包外指示胶带齐全，变色达合格色				
11	B-D 试验	预真空灭菌器每日开机第一锅空载做 B-D 试验，记录合格				
12	物理监测记录	每锅次温度、压力、时间记录完整并留存曲线/打印条				
13	生物监测	灭菌器至少每周生物监测一次，植入物每批次监测放行，记录可查				
14	灭菌装载	同类物品同锅，装载量不超规定，包间留间隙不贴壁				
15	分区布局	去污区、检查包装灭菌区、无菌存放区分开、单向流转；小型诊所可设独立器械处理区，仍需污洁分开				
16	无菌存放	无菌包存清洁柜，距地面 20–25cm、离墙 5–10cm、距顶棚≥50cm，避潮避晒				
17	效期管理	无菌物品在有效期内，先进先出，无过期、破损、受潮				
18	发放追溯	无菌物品发放有登记，可追溯锅号、日期、操作者				
19	换台消毒	每位患者结束后牙椅、灯柄、把手、托盘、痰盂清洁消毒				
20	避污隔离膜	灯柄、三用枪、椅位面板等使用一次性避污膜，一人一换				
21	水路冲洗	综合治疗台有防回吸装置，每位患者前后冲洗手机水路				
22	物表地面	物表、地面每日清洁消毒，血液体液污染时随时处理				
23	空气消毒	诊室每日通风；空气消毒设备按要求使用并登记，紫外线消毒仅用于无人环境				
24	手卫生设施	洗手池、洗手液、干手用品、速干手消毒剂齐全在效期				
25	手卫生执行	医护按「两前三后」时机洗手或手消毒，方法规范				
26	个人防护	医护戴口罩、帽子、手套，喷溅操作加戴护目镜或面屏				
27	手套更换	手套一人一用一更换，未戴污染手套触碰清洁物品				
28	医疗废物分类	感染性、损伤性废物分类投放，锐器盒装量≤3/4 封口				
29	医废交接	医疗废物交接登记完整，暂存与转运规范				
30	制度与记录	消毒灭菌、监测、巡检记录真实完整，相关资料保存≥3 年				
合计得分						
评分说明：每项在「达标/部分达标/未达标」对应列打「√」或任意标记，右侧「得分」列自动取 2/1/0；未评分项不计入满分与合格率。 合格率=合计得分÷应得满分（已评分项×2）。建议合格率≥90%为合格，80%–90%限期整改，<80%判定不合格并立即整改复核。						
巡检人签字：_____		被检负责人签字：_____		复核人签字：_____		